

農産物機能性評価情報「タマネギ」(親水性酸素ラジカル吸収能(H-ORAC))

品種名	部位	加工	加工形態	成分	測定試料数	単位	平均	最大	最小	標準偏差
満天	鱗茎	なし	生	H-ORAC	3	$\mu$ mol TE/100g	446.29	526.37	379.50	74.33
貝塚	鱗茎	なし	生	H-ORAC	3	$\mu$ mol TE/100g	368.28	458.28	219.76	129.58
あまがし	鱗茎	なし	生	H-ORAC	3	$\mu$ mol TE/100g	245.06	393.67	164.60	128.84
湘南レッド	鱗茎	なし	生	H-ORAC	3	$\mu$ mol TE/100g	576.49	680.38	434.12	127.56

\*  $\mu$  mol TE/100g:  $\mu$  mol Trolox 当量